

# Angelite

BY  
medicinelaser 

Plataforma Multifuncional IPL  
para Aplicaciones Médico Estéticas

**SEGURO • EFECTIVO • INDOLORO**



## Una Nueva Generación Tecnología IPL

Angelite de Medicinelaser es una innovación que se basa en el principio de la fototermólisis selectiva y en los efectos fotoquímicos. Esta luz intensa pulsada, reacciona con el tejido de la piel para tratar acné inflamatorio, rejuvenecimiento no invasivo, lesiones pigmentadas, lesiones vasculares, y depilación prolongada, sin dañar la piel.

“Angelite, me entrega todas las características de la tecnología IPL, pero con una flexibilidad única y precio muy accesible”

“Este es un comentario auténtico de un profesional como usted.”

By  
medicinelaser 



# ANGELITE DE MEDICINELASER - IPL

## Plataforma multifuncional IPL Sistema de Luz Pulsada:

Procedimientos mínimamente invasivos, rápidos y de resultados efectivos, piezas de mano con doble filtro y enfriamiento integrado.

Piezas de mano de gran tamaño y duración, con cristal de zafiro y enfriamiento incorporado, con control de Pulso Variable Sincronizado: Seguridad y eficacia Clínica.

La tecnología de filtración de tres capas, bloquea la luz dañina, para que la luz transmitida en el tratamiento sea segura y no tenga efectos secundarios para los pacientes y profesionales.

Control intuitivo a través de pantalla táctil.

## TRATAMIENTOS

- Depilación prolongada en todo tipo de pelo y piel
- Foto-rejuvenecimiento
- Lesiones pigmentadas epidérmicas
- Tratamientos vasculares
- Acné activo / cicatrices de acné
- Terapia foto - dinámica

## RESULTADOS



### + OFICINAS CENTRALES

**medicinelaser**  
LATAM

[www.medicinelaser.com](http://www.medicinelaser.com)



CHILE  
Sucre 1355, Nuñoa,  
Santiago, Chile.  
O: +56 222 691 981  
M: +56 9 4409 7105

PERÚ  
Calle Almirante Lord  
Cochrane 322,  
Miraflores, Lima, Perú.  
O: + 51 1 704 80 14  
M: +51 983 552 813

ECUADOR  
La Mariscal, Av. Río  
Amazonas N° 24-15,  
Quito 170104, Ecuador  
M: +51 960 544 298

BRASIL  
Alameda Itu, 402 - Ap22,  
Jardim Paulista, São Paulo - SP  
01421-000 - Brasil  
M: +55 11 98389 3307

[ventas@medicinelaser.com](mailto:ventas@medicinelaser.com)