


# PRO veos®

El único dermatoscopio 3D  
multiespectral



El dermatoscopio proVEOS® combina la óptica y la iluminación de Canfield con la pantalla Super Retina XDR de Apple para brindar una claridad sin igual de las características de la piel en todo el campo de visión.

Utilice proVEOS con su iPhone Pro para obtener los mejores exámenes de la piel de su clase y experimente el futuro de la dermatoscopia ahora.






Conecte magnéticamente proVEOS® a su iPhone® Pro para ver las lesiones con la mayor fidelidad posible directamente en la pantalla de su teléfono.

## Aplicación iOS para una integración perfecta con DermaGraphix®

La nueva aplicación VEOS mejora la visualización de la piel al agregar procesamiento en tiempo real de rojo y marrón (RBX®), visualización del contorno de la superficie en 3D y la capacidad de enfocar la profundidad de la lesión.

Con una captura, las imágenes polarizadas cruzadas, no polarizadas, UVA y 3D se graban instantáneamente en el avatar 3D del paciente.



Además capture imágenes directamente con el software HairMetrix de análisis de pelo y tricoscopia digital.

medicinelaser  
LATAM

[www.medicinelaser.com](http://www.medicinelaser.com)



### + OFICINAS CENTRALES

ARGENTINA  
Av. Doctor Honorio  
Pueyrredón 707, Caballito,  
CABA, Argentina.  
M: +54 11 3404 7158

CHILE  
Sucre 1355, Ñuñoa,  
Santiago, Chile.  
O: +56 222 691 981  
M: +56 9 4409 7105

ECUADOR  
Av. República 1058,  
Edificio La Fontana,  
Quito, Ecuador.  
M: +593 99 120 4597

PERÚ  
Calle Almirante Lord  
Cochrane 322,  
Miraflores, Lima, Perú.  
O: + 51 1 704 80 14  
M: +51 983 552 813

[ventas@medicinelaser.com](mailto:ventas@medicinelaser.com)